

Scan for more information



Check out our new learning platform Reliance U! www.RelianceU.tech

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue, Itasca, IL 60143 USA
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com



EMERGO EUROPE
Prinsessgracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia

Reliance Orthodontic Products, Inc.



GOTO® FLUORESCING LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE

INSTRUCTIONS FOR USE

CE 2797 V1 NOV.2021

RELiance®

ORTHODONTIC PRODUCTS



RelianceOrthodontics.com

ENGLISH TRANSLATION

INDICATIONS FOR USE: GoTo® is intended for use as a light cure bracket adhesive.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Tooth Preparation: Prophly the enamel surfaces with 1st & Final®, rinse and dry thoroughly.

Etching: Apply etching agent onto the entire area to be bonded. Allow 30 seconds for etching. Rinse and dry thoroughly.

Primer Application: Apply 1 coat of Assure Plus and dry with air.

Application of Paste to bracket: Apply adhesive to bracket pad and smear into the bracket mesh. Apply bracket to the primed tooth surface. Light cure adhesive at close proximity for 10 seconds*. Note: GoTo will fluoresce under the presence of a blacklight

Bracket and Adhesive Removal:

To remove GoTo™ use a ligature cutter to grab the adhesive at the bracket/enamel interface and pinch the bracket from the tooth. Remaining material can be removed with a Renew® Finishing System Bur and Renew® Finishing System #383 Point.

⚡ **PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. If accidentally instilled into eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes. Avoid placement of etching agent on soft tissue.

⚠ Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

☞ **TEMPERATURE LIMITATION:** Store at room temperature (15-30 Degrees C.)

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

TO REORDER: #GTP, #GTT

BULGARIAN TRANSLATION

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: GoTo® е предназначен за използване като адхезив за леко втвърдяване на скоби.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Подготовка на зъбите: Почистете емайловите повърхности с 1st & Final®, изплакнете и подсушете добре.

Ецване: Нанесете вещество за ецване върху цялата област, която ще бъде свързана. Оставете 30 секунди за ецване. Изплакнете и подсушете добре.

Нанасяне на грунд: Нанесете 1 слой от Assure Plus и подсушете с въздух.

Нанасяне на паста върху скобата: Нанесете лепило върху подложката на скобата и намажете и мрежата на скобата. Сложете скобата върху грундираната повърхност на зъба. Лепило за леко втвърдяване в непосредствена близост за 10 секунди*. Забележка: GoTo ще флуоресцира при наличие на черна светлина.

Махане на скобата и лепилото:

За да премахнете GoTo™, използвайте резец за лигатура, за да хванете лепилото в интерфейса на скобата/емайла и да откъсните скобата от зъба. Останалият материал може да се отстрани с Renew® Finishing System Bur и Renew® Finishing System # 383 Point.

⚡ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Неполимеризираните

смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случай на контакт с кожата измийте обилно със сапун и вода. При случайна попадане в очите промийте обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Контакт с други тъкани: незабавно изплакнете мястото на разлив с обилно количество вода в продължение на няколко минути. Избягвайте нанасянето на вещество за ецване върху меки тъкани.

⚠ Използването на UV, halогенна и LED светлина за втвърдяване може да е свързано с увреждане на очите. Пациентът, лекарят и асистентът трябва да носят правилно проектирани защитни очила, когато използват тези устройства за втвърдяване със светлина.

☞ **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява на стайна температура (15–30°С.)

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontics Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема риска и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:

Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

CZECH TRANSLATION

INDIKACE K POUŽITÍ: GoTo ® je určeno k použití jako světlém polymerované adhezivum na zámký.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Příprava zubu: Profylakčné ošetřete povrchy zubů světlém polymerované adhezivum na zámký. Opláchněte je a důkladně osušte.

Leptání: Leptadno naneste na celou plochu, která má být bondována. Nechejte leptat 30 sekund. Opláchněte a důkladně osušte.

Nanesení primeru: Naneste 1 vrstvu Assure Plus a osušte vzduchem.

Nanesení pasty na zámký: Naneste adhezivní materiál na podložku zámků a vetřete jej do sitoviny zámků. Nasaďte zámek na povrch zubu ošetřený primerem. Lehce vytvrzte adhezivum z těsné blízkosti po dobu 10 sekund*. Poznámka: GoTo bude fluoreskovat za přítomnosti ultrafialového světla

Odstranění zámků a adhezivního materiálu:

Chcete-li odstranit GoTo™, použijte frézu na ligaturu k uchopení adheziva na rozhraní zámeK/sklovina a sevřením vytáhněte zámek ze zubu. Zbývající materiál je možno odstranit pomocí vrtáčku dokončovacího systému Renew® a hrotem č. 383 dokončovacího systému Renew®.

⚡ **OPATŘENÍ:** Nepolymerizované pryskyčice mohou u vnímavých osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omýjte mydlem a vodou. Při náhodném vniknutí do očí vypláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kontakt s ostatními tkaněmi: plochu zasaženou rozlitím okamžitě oplachujte velkým množstvím vody několik minut. Nepoužívejte leptací prostředek na měkkou tkáň.

⚠ Použití UV, halogenových a LED polymeračních světél může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světelných polymeračních zařízení by měl pacient, lékař a asistent nosit správně navržené ochranné brýle.

☞ **OMEZENÍ TEPLOTY:** Uchovávejte při pokojové teplotě (15–30°С.)

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití

nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubního lékaře nebo na jejím základě.

DANISH TRANSLATION

INDIKATIONER GoTo ® er beregnet som bindemiddel ved lyszærdning af brackets.

BRUGSANVISNING:

Tandpræparation: Rens emaljeoverfladerne med 1st & Final ®, skyl og tør omhyggeligt.

Ætsning: Påfør ætsemiddel på hele det område, der skal bondes. Lad det sidde 30 sekunder til ætsning. Skyl, og tør omhyggeligt.

Primer-anvendelse: Påfør 1 lag Assure Plus og tør med luft.

Påføring af pasta på bracket: Påfør bindemiddel på bracketpuden og smør på bracketnettet. Påfør bracket på den primede tandoverflade. Lyszærdende bindemiddel i umiddelbar nærhed i 10 sekunder*. Bemærk: GoTo vil fluorisere ved UV-A-lys

Fjernelse af bracket og bindemiddel:

For at fjerne GoTo ™ skal der bruges en ligaturskærer til at fange bindemidlet ved grænsefladen mellem bracket og emalje, og fjern bracket fra tanden. Resterende materiale kan fjernes med et Renew ® Finishing System Bur og Renew ® Finishing System # 383 Point.

⚡ **FORHOLDSREGLER:** Uopolymeriserede resiner kan forårsage hudreaktion hos følsomme personer. I tilfælde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis der ved et uheld kommer noget i øjet, skal der skylles med rigelig mængde vand og straks søges læge. Ved kontakt med andre væv skylles det berørte område straks med rigelig mængde vand i flere minutter. Undgå at komme ætsemiddel på blødt væv.

⚠ Brug af UV-, halogen- og LED-hærdelamper kan forbinde med øjenskader. Patientten, lægen og assistenten bør anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse lyszærdende enheder.

☞ **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Opbevares ved stuetemperatur (15-30 grader C.)

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Amerikansk Føderal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge.

GERMAN TRANSLATION

ANWENDUNGSHINWEISE: GoTo® ist zur Verwendung als lichthärtender Bracketkleber vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Präparation der Zähne: Reinigung der Schmelzoberflächen mit 1st & Final®, danach gründliche Spülung und Trocknung.

Ätzung: Das Ätzmittel auf die gesamte zu verklebende Fläche auftragen. Für die Ätzung 30 Sekunden verstreichen lassen. Gründliche Spülung und Trocknung.

Auftragen des Primers: 1 Schicht Assure Plus auftragen und mit Luft verblasen.

Auftragen von Paste auf das Bracket: Kleber auf das Bracket-Pad auftragen und in das Bracket-Netz schmieren. Das Bracket auf der

präparierten Zahnoberfläche anbringen. Den Kleber in unmittelbarer Nähe 10 Sekunden lang mit Licht aushärten*. Hinweis: GoTo fluoresziert bei Vorhandensein von Schwarzlicht

Entfernen von Bracket und Kleber:

Zum Entfernen von GoTo™ einen Ligaturschneider verwenden, um den Kleber an der Schnittfläche von Bracket und Zahnschmelz zu fassen und das Bracket vom Zahn abzuheben.

Verbleibendes Material kann mit einem Renew® Beschichtungssystem-Bohrer und einem Renew® Beschichtungssystem-#383-Punkt entfernt werden.

⚡ **VORSICHTSMASSNAHMEN:** Unpolymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung hervorrufen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Das Auge bei versehentlichem Eintreffen mit reichlich Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Kontakt mit anderem Gewebe: Betroffenen Bereich sofort mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen. Die Platzierung des Ätzmittels auf Weichgewebe vermeiden.

⚠ Die Verwendung von UV-, Halogen- und LED-Härtungslampen kann mit Augenschäden einhergehen. Der Patient, der Arzt und die Assistentkraft sollten bei Verwendung dieser Lichthärtungsgeräte eine ordnungsgemäß ausgelegte Schutzbrille tragen.

☞ **TEMPERATURBEGRENZUNG:** Bei Raumtemperatur lagern (15-30 Grad C.)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

GREEK TRANSLATION

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το GoTo® προορίζεται για χρήση ως φωτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό ακυλίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Παρασκευή δοντιού: Προφυλάξτε τις αδαμάντινες επιφάνειες με το 1st & Final®, ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.

Αδρποποίηση: Εφαρμόστε το αδρποποιητικό μέσο επάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να συγκολληθεί. Αφήστε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα για την αδρποποίηση. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.

Εφαρμογή ενεργοποίησης: Εφαρμόστε 1 στρώση Assure Plus και στεγνώστε με αέρα.

Εφαρμογή της πάστας στο ακγύλιο: Εφαρμόστε συγκολλητικό στη βάση του ακγυλίου και επαλείψτε εντός του πλεγμάτων του ακγυλίου. Τοποθετήστε το ακγύλιο στην προετοιμασμένη επιφάνεια του δοντιού. Φωτοπολυμερίστε το συγκολλητικό από κοντινή απόσταση για 10 δευτερόλεπτα.* Σημείωση: Το GoTo θα φθορίζει κάτω από blacklight.

Αφαίρεση ακγυλίου και συγκολλητικού:

Για να αφαιρέσετε το GoTo™ χρησιμοποιήστε έναν κόφτη συμμόρφων προσδέσεων για να συγκρατήσετε το συγκολλητικό μέσο στο σημείο σύνδεσης ακγυλίου/αδαμάντινης και τραβήξτε το ακγύλιο από το δόντι. Το υπόλοιπο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί με την εγγυλιφίδα του συστήματος στίλβωσης Renew® και το μπετό άκρο του συστήματος στίλβωσης Renew®, αριθμός 383.

⚡ **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Οι μη πολυμερισμένες ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν δερματική αντίδραση σε ευπαθή άτομα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση ακούσιος ενστάλαξης εντός του

οφθαλμού, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Επαφή με άλλους ιστούς: ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με άφθονη ποσότητα νερού για αρκετά λεπτά. Αποφύγετε την εφαρμογή του αδρποποιητικού μέσου επάνω στους μαλακούς ιστούς.

⚠ Η χρήση λυχνίων πολυμερισμού UV, αλογόνου και LED μπορεί να επιφέρει οφθαλμική βλάβη. Ο ασθενής, ο ιατρός ή ο βοηθός θα πρέπει να φορούν κατάλληλα σχεδιασμένα προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση αυτών των συσκευών φωτισπολυμερισμού.

☞ **ΟΠΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-30°С.)

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η Reliance Orthodontic Products, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των προϊόντων όπως περιγράφεται. Πριν από τη χρήση, αποστείλε ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετικά με το παρόν.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΗΠΑ Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή κατόπιν εντολής οδοντιάτρου.

SPANISH TRANSLATION

INDICACIONES DE USO: GoTo® está diseñado para el uso como adhesivo fotopolimerizable para brackets.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación de los dientes: Realice la profilaxis de la superficie del esmalte con 1st & Final®, enjuague y seque bien.

Grabado: Aplique el agente grabador en toda el área que debe cementar. Deje 30 segundos para el grabado. Enjuague y seque bien.

Aplicación del Primer: Aplique una capa de Assure Plus y seque con aire.

Aplicación de la pasta al bracket: Aplique el adhesivo a la base del bracket y extiéndalo en la malla del bracket. Aplique el bracket a la superficie del diente preparado. Fotopolimerice el adhesivo a poca distancia durante 10 segundos*. Nota: GoTo será fluorescente si se expone a luz negra

Descementado del bracket y del adhesivo: Para retirar GoTo™ use un cortador de ligaduras para sujetar el adhesivo en la superficie de contacto del bracket/esmalte y retirar el bracket del diente. Los restos de material pueden retirarse con una fresa del Sistema de Acabado Renew® y con la punta 383 del Sistema de Acabado Renew®.

⚡ **PRECAUCIONES:** Las resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si se instala accidentalmente en el ojo, enjuague con abundante agua y obtenga atención médica de inmediato. Contacto con otros tejidos: enjuague el área de derrame inmediatamente con abundante agua durante varios minutos. Evite la colocación de agentes de grabado en los tejidos blandos.

⚠ El uso de luces UV, halógenas y lámparas LED para polimerización puede estar asociado con daño ocular. El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras debidamente diseñadas cuando utilicen estos dispositivos de fotopolimerización.

☞ **LIMITACIÓN DE TEMPERATURA:** Conserve a temperatura ambiente (15-30 °C.)

GARANTÍA: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe. Antes de usar el producto,

es responsabilidad del usuario determinar si es adecuado para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.

FRENCH TRANSLATION

INDICATIONS D'UTILISATION: GoTo® est destiné à être utilisé comme adhésif de boîtier photopolymérisable.

MODE D'EMPLOI :

Préparation des dents: Procéder à la prophylaxie des surfaces en émail avec la pierre ponce 1st & Final®, puis rincer et sécher soigneusement.

Mordançage: Appliquer l'agent de mordançage sur toute la surface de liaison. Prévoir 30 secondes pour le mordançage. Rincer et sécher soigneusement.

Application de l'apprêt : Appliquer 1 couche d'Assure Plus et laisser sécher à l'air libre.

Application de la pâte sur le boîtier : Appliquer de l'adhésif sur le tampon du boîtier et le mettre dans la ligature du boîtier. Appliquer le boîtier sur la surface de la dent apprêtée. Photopolymériser immédiatement l'adhésif pendant 10 secondes*.

Remarque : GoTo sera fluorescent en présence d'une lumière noire

Retrait des boîtiers et de l'adhésif :

Pour retirer le produit GoTo™, utiliser un coupe-ligature pour saisir l'adhésif à l'interface boîtier/email et pincer le boîtier de la dent. Les résidus d'adhésif peuvent être enlevés avec le produit Renew® Finishing System Bur ou Renew® Finishing System #383 Point.

⚡ **PRÉCAUTIONS :** Les résines non polymérisées peuvent provoquer des sensations cutanées chez les personnes sensibles. En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement à l'eau avec du savon. En cas d'installation accidentelle dans l'œil, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Contact avec d'autres tissus : rincer immédiatement la zone atteinte abondamment avec de l'eau, pendant plusieurs minutes. Éviter le contact d'agent de mordançage sur les tissus mous.

⚠ L'utilisation de lampes UV, halogènes et LED peut être associée à des lésions oculaires. Le patient, le praticien et l'assistant doivent porter des lunettes de protection spécialement conçues à cet effet lorsqu'ils utilisent ces appareils de photopolymérisation.

☞ **LIMITES DE LA TEMPÉRATURE :** À Conserver à température ambiante (15-30 degrés C.)

GARANTIE : Reliance Orthodontic Products, Inc. reconnaît la responsabilité qui lui incombe de remplacer tout produit prouvée défectueux. Reliance Orthodontic Products, Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits selon les indications. Avant l'utilisation, il

incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage auquel il est destiné. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE: ÉTATS-UNIS La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

CROATIAN TRANSLATION
INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Proizvod GoTo® koristi se kao adheziv za bravice pri svjetlosnom učvršćivanju.
UPUTE ZA UPOTREBU:

Priprema zuba: Profilirajte površinu cakline pomoću sredstva 1st & Final®. Isperite i temeljito osušite.

Jetkanje: Nanosite sredstvo za jetkanje na cijelo područje koje se veže. Ostavite 30 sekundi da djeluje. Isperite i temeljito osušite.

Primerja primera: Nanosite 1 sloj proizvoda Assure Plus i osušite zrakom.

Nanošenje paste na bravicu: Nanosite adheziv na podložak bravice i razmažite ga u mrežu. Postavite bravicu na pripremljenu površinu zuba.

Adheziv tretirajte svjetlošću iz blizine 10 sekundi*. Napomena: Proizvod GoTo će imati fluorescentni sjaj pod nevidljivom svjetlošću

Uklanjanje adheziva i bravice:

Da biste uklonili proizvod GoTo™, koristite ligaturni rezač kako biste obuhvatili adheziv na sučelju bravice/cakline i otrgli bravicu sa zuba. Preostali materijal može se ukloniti pomoću brusilice sustava finiranja Renew® i nastavaka br. 38 sustava Finishing Renew®.

⚠ **MJERE OPREZA:** Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako slučajno dospju u oči, isperite obilnom količinom vode i odmah potražite liječničku pomoć. Kontakt s ostalim tkivima: područje izlijevanja odmah isperite obilnom količinom vode nekoliko minuta. Pazite da sredstvo za jetkanje ne dospjeje na meko tkivo.

⚠ Korištenje UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe ovih uređaja za svjetlosno učvršćivanje.

⚠ **OGRANIČENJE TEMPERATURE:** Čuvati na sobnoj temperaturi (15-30 °C.)

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravnan ili posljedičan, koji proizlazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Pnje upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda

na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

HUNGARIAN TRANSLATION
ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A GoTo® fényre kötő ragasztóként használható fel.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Fog előkészítése: Polirozsa a zománcfelszíneket a 1st & Final ®-al, öblítse le és alaposan szárítsa meg.
Primer alkalmazás: Vigyen fel 1 réteg Assure Plus-t és szárítsa meg légárammal.
A paszta felvitel a bracketre: Vigyen fel ragasztót a brackettalpra és oszlassa el a bracket fémhálóján. Helyezze fel a bracketet a primerrel kezelt fogfelszínre. Fotopolimerizálja a ragasztót közvetlen közelből 10 másodpercig*. Megjegyzés: A GoTo feketefény jelenlétében fluoreszkál.

Savazás: Vigyen fel savazószert a teljes ragasztandó területre. Hagyja 30 másodpercig marni. Öblítse le és alaposan szárítsa meg.

Primer alkalmazás: Vigyen fel 1 réteg Assure Plus-t és szárítsa meg légárammal.

A paszta felvitel a bracketre: Vigyen fel ragasztót a brackettalpra és oszlassa el a bracket fémhálóján. Helyezze fel a bracketet a primerrel kezelt fogfelszínre. Fotopolimerizálja a ragasztót közvetlen közelből 10 másodpercig*. Megjegyzés: A GoTo feketefény jelenlétében fluoreszkál.

Bracket és ragasztó eltávolítása:
A GoTo™ eltávolításához egy ligatúra vágót használjon a ragasztó bracket/zománc találkozásnál történő megragadásához, és csipje le a bracketet a fogról. A fennmaradó anyag eltávolítható Renew® Finishing System Bur és Renew ® Finishing System # 383 hegy segítségével.

⚠ **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Véletlen szembe jutás esetén öblítse ki bő vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse le bőséges mennyiségű vízzel. Kerülje el a savazószert lágy szövetekre jutását.

⚠ Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használatá szemkárosodással járhat. A betegnek, az orvosnak és az asszisztensnek a fotopolimerizációs eszközök használatá során megfelelően kialakított védőszemüveget kell viselnie.

⚠ **HŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS:** Szobahőmérsékleten (15-30 fok) tárolandó.

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetkerményes kártért vagy vesztéséért, amely a termékkel fentiekben ismertetett felhasználásából vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésszerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden felelősség és kockázat a felhasználót terhel. **KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE:** Az Amerikai Egyesült Államok A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelőnyre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

Fotopolimerizzare l'adesivo a distanza ravvicinata per 10 secondi*. Nota: GoTo diventa fluorescente se illuminato dalla lampada a luce nera

Rimozione di bracket e adesivo:

Per rimuovere GoTo™ utilizzare una taglia-legature per afferrare l'adesivo sull'interfaccia bracket/smalto e separare il bracket dal dente Il materiale rimanente può essere rimosso con una Fresa per Sistema di finitura Renew® e una Punta n. 383 del Sistema di finitura.

⚠ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Se accidentalmente instillati negli occhi, lavare abbondantemente con molta acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti. Evitare di collocare l'agente mordenzante sui tessuti molli.

⚠ L'uso di lampade polimerizzanti UV, alogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

⚠ **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare a temperatura ambiente (15-30 gradi °C).

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità connesse.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

DUTCH TRANSLATION
INDICATIES VOOR GEBRUIK: GoTo® is bedoeld voor gebruik als een licht-uithardingsbeugelijm.
GEBRUIKSAANWIJZING:
Tandvoorbereiding: Reinig de emailoppervlakken met 1st & Final®, spoel af en droog grondig.
Etsen: Breng het etsmiddel aan op het gehele te verlijmen gebied. Wacht 30 seconden voor het etsen. Spoelen en grondig drogen.

Primer aanbrengen: Breng 1 laagje Assure Plus aan en blaas droog.

Aanbrengen van Pasta op beugel: Breng lijm aan op het beugelkussen en smeer het beugelgaas in. Breng de beugel aan op het van primer voorziene tandoppervlak. Lichtuitharden van de lijm op korte afstand gedurende 10 seconden*. Opmerking: GoTo zal fluoresceren onder een blacklight

Beugel en lijmverwijdering: Om GoTo™ te verwijderen gebruikt u een ligatuursnijder om de lijm bij de beugel/het raakvlak te grijpen en de beugel van de tand af te knippen. Resterend materiaal kan worden verwijderd met een Renew® Finishing System Bur en Renew® Finishing System #383 Point.

⚠ **LET OP:** Ongepolymeerseerde harsen kunnen bij gevoelige personen HUIDIRRITATIE veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Als het per ongeluk in de ogen komt, spoel dan met een grote hoeveelheid water en zoek onmiddellijk medische hulp. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overvloedig spoelen. Vermijd plaatsing van etsmiddel op zacht weefsel.

⚠ Het gebruik van UV-, halogeen- en LED-uithardingslampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

⚠ **TEMPERATUURBERPERKING:** Opslag bij kamertemperatuur (15-30°C.)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkant haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEN RX: V.S. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

NORWEGIAN TRANSLATION
INDIKASJONER FOR BRUK: GoTo® er tiltenkt for bruk som lyszherdende adhesiv for bracketter.
INSTRUKSJONER FOR BRUK:
Tannforberedelse: Forbehandle emaljeoverflatene med 1st & Final®, skylt og tørk grundig.

Etsemiddel: Påfør etsemiddel på hele området som skal bondes. La etse i 30 sekunder. Skylt og tørk grundig.

Primer-applikasjon: Påfør 1 strøk Assure Plus, og tørk med luff.

Applikasjon av pasta på bracketten: Påfør adhesiv på bracketputen og smør det inn i bracketnettet. Påfør bracketten på den primede tannoverflaten. Lys herd adhesivet på nært hold i 10 sekunder*. Merk: GoTo fluoresceres under nærvær av svartlys

Fjerne brackett og adhesiv:

Fjern GoTo™ ved hjelp av en ligaturkutter, grip adhesivet på grensenittet mellom bracketten og emaljen og klyp bracketten fra tannen. Resterende materiale kan fjernes med et Renew® -etterbehandlingsystem med bor og Renew® -etterbehandlingsssystem med point nr. 383.

⚠ **FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjoner hos mottakelige personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved utilsiktet kontakt med øyne, skylt med store mengder vann og kontakt lege øyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev: skylt det gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter. Unggå plassering av etsemiddel på bløtvev.

⚠ Bruk av UV-, halogen- og LED-herdelamper kan være forbundet med øyeskader. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller når disse herdelamper brukes.

⚠ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Oppbevares ved romtemperatur (15-30 grader C.)

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg intet ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukerens ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Føderal Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

POLISH TRANSLATION
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: GoTo® jest przeznaczony do stosowania jako światło utwardzalny klej do zamków.
INSTRUKCJA STOSOWANIA:
Przygotowanie zębów: Przygotować

powierzchnie szkliva za pomocą pumeksu 1st & Final®, splukać i dokładnie osuszyć.

Wytrawianie: Nalożyć środek wytrawiający na cały obszar, który ma być klejony. Pozostawić na 30 sekund w celu wytrawienia. Splukać i dokładnie osuszyć.

Nakładanie podkładu: Nalożyć 1 warstwę żywicy Assure Plus i osuszyć powietrzem.

Nakładanie pasty na zamek: Nalożyć klej na podkładkę pod zamek i rozprowadzić po siateczce zamka. Na zagrnutowaną powierzchnię zęba nalożyć zamek. Klej utwardzać światłem z bliskiej odległości przez 10 sekund*. Uwaga: Klej GoTo w obecności światła czarnego daje efekt fluorescencyjny.

Zdejmowanie zamka i usuwanie kleju:

Aby usunąć klej GoTo™, użyć kleszczy do cięcia ligatury, w celu uchwycenia kleju na styku zamka i szkliva i zdjęcia zamka z zęba. Pozostały materiał można usunąć za pomocą wiertła Renew® Finishing System Bur i Renew® Finishing System: 383 Point.

⚠ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywyce niespolimeryzowane mogą wywolywać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydłem. W razie przypadkowego dostania się do oczu przepłukać dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wycieku natychmiast przepłukiwać obficie wodą przez kilka minut. Unikać nakładania środka trawiącego na tkankę miękką.

⚠ Stosowanie lamp utwardzających UV, halogenowych i LED może wiązać się z uszkodzieniem oczu. Podczas korzystania z wymienionych urządzeń do utwardzania światłem pacjent, lekarz i asystent powinni nosić prawidłowo zaprojektowane okulary ochronne.

⚠ **OGRANICZENIE TEMPERATURY:** Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–30°C).

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

PORTUGUESE TRANSLATION
INDICAÇÕES DE USO: O GoTo® destina-se a ser usado como adesivo de bráquete para fotopolimerização.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação do dente: Faça a profilaxia as superfícies de esmalte com 1st & Final®, enxague e seque bem.

Condicionamento: Aplique o agente de condicionamento em toda a área a ser colada. Aguarde 30 segundos para o condicionamento. Enxague e seque bem.

Aplicação do Primer: Aplique 1 camada de AssurePlus e seque com ar.

Aplicação da Pasta no bráquete: Aplique o adesivo no bloco do bráquete e espalhe na malha do bráquete. Aplique o bráquete sobre a superfície do dente preparada. Faça a fotopolimerização do adesivo nas proximidades durante 10 segundos*. Nota: GoTo irá fluorescer sob a presença de uma luz de fundo

Remoção de bráquetes e adesivos:

Para remover o GoTo™, use um cortador de ligadura para agarrar o adesivo na interface

bráquete/esmalte e aperte o bráquete do dente. O material restante pode ser removido com uma Broca do Sistema de Acabamento Renew® e a Ponta do Sistema de Acabamento Renew® #383. ⚠ **PRECAUÇÕES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contato com a pele, lave bem com água e sabão. Se acidentalmente instiladas nos olhos, enxague com quantidade abundante de água e procure imediatamente assistência médica. Contato com outros tecidos: lave imediatamente a área de derramamento com quantidades abundantes de água durante alguns minutos.

⚠ O uso de fotopolimerização com UV, halogênios e LED pode estar associado a lesões oculares. O paciente, o médico e o assistente devem usar óculos de proteção projetados adequadamente ao usar estes dispositivos de fotopolimerização.

⚠ **LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA:** Armazene a temperatura ambiente (15-30 graus C.)

GARANTIA: A RelianceOrthodonticProducts, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A RelianceOrthodonticProducts, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades nas conexões com eles.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

ROMANIAN TRANSLATION
INDICAȚII DE UTILIZARE: GoTo® este destinat utilizării ca adeziv cu polimerizare pentru bracket. **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:**
Pregătirea dinților: profilați suprafețele smalțului cu 1st & Final®, clătiți și uscați bine.

Gravarea: aplicați agent de gravare pe întreaga zonă care va fi lipită. Aordați 30 de secunde pentru gravare. Clătiți și uscați bine.

Aplicarea primerului: aplicați un strat de Assure Plus și uscați cu aer.

Aplicarea pastei pe bracket: aplicați adeziv pe suportul bracketului și gresați în plasa bracketului. Aplicați bracketul pe suprafața dintelui. Fotopolimerizați adezivul de la distanță mică pentru 10 secunde*. Notă: GoTo este fluorescent în prezența unei lumini UV

Îndepărtarea bracketului și a adezivului:

pentru a îndepărta GoTo™, folosiți o freză de ligatură pentru a prelua adezivul din zona de contact dintre bracket și smalț și pentru a disloca bracketul din dinte. Materialul rămas poate fi îndepătat cu o freză a sistemului de finisare Renew® și cu un punct nr. 383 al sistemului de finisare Renew®.

⚠ **PRECAUȚII:** rășina nepolimerizată poate provoca sensibilizarea pielii la persoanele susceptibile. În caz de contact cu pielea, spălați-vă bine cu apă și săpun. Dacă produsul este introdus accidental în ochi, spălați cu cantități abundente de apă și solicitați imediat asistență medicală. Contact cu alte țesuturi: clătiți imediat zona cu cantități abundente de apă timp de câteva minute. Evitați plasarea agentului de gravare pe țesutul moale.

⚠ Utilizarea luminilor de polimerizare UV, halogen și LED poate fi asociată cu afectarea ochilor. Pacientul, medicul și asistentul trebuie să poarte ochelari de protecție specifi ci atunci când se utilizează aceste dispozitive de fotopolimerizare.

⚠ **LIMITE DE TEMPERATURĂ:** a se păstra la temperatura camerei (15-30 grade C.)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products,

Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontic Products, Inc. nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsele descrise. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului de a determina compatibilitatea produsului pentru utilizarea prevăzută. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspundere în această privință.

NUMAI CU PRESCRIPTIE PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ: legea federală din SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

SWEDISH TRANSLATION
INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: GoTo ® är avsett att användas som ljusthårdande adhesiv för fästten.

BRUKSANVISNING:

Beredning av tand: Polera emaljtorna med 1st & Final ®, skölj och torka noggrant.

Etsning: Applicera etsmedel på hela ytan som ska bondas. Låt verka i 30 sekunder. Skölj och torka noggrant.

Applisering av primer: Applicera ett lager Assure Plus och torka med luff.

Applisering av pasta på fästet: Applicera adhesiv på fästet och arbeta in i nåtbasen. Placera fästet på den primade tandytan. Ljusthärda adhesiv på nära avstånd i 10 sekunder*. Obs! GoTo kommer att fluorescera under en blacklight-lampa.

Borttagning av fäste och adhesiv: För att ta bort GoTo™, greppa adhesiv i gränsytan fäste/email med en ligatursax och lossa fästet från tanden. Resterande material kan tas bort med Renew ® Finishing System Bur och Renew ® Finishing System # 383 Point.

⚠ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:** Icke-polymeriserade hartser kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. Vid kontakt med huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid oavsiktligt stänk i ögon, spola med rikligt med vatten och kontakta omedelbart läkare. Vid kontakt med andra vävnader: skölj omedelbart med stora mängder vatten i flera minuter. Undvik att få etsmedel på mjukvävnad.

⚠ Användning av UV-, halogen- och LED-härdningsljus kan förknippas med ögonskador. Patientten, tandläkaren och assistenten ska använda korrekt utformade skyddsglasögon vid användning av dessa härdningslampor.

⚠ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Förvara vid rumstemperatur (15-30°C).

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar för att ersätta produkter som visats vara defekta. Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster till följd av felaktig eller oaksam användning. Före användning ansvarar användaren för att fastställa hurvida produkten är lämplig för den avsedda användningen eller inte. Användaren påtar sig all risk och allt ansvar i samband med användning.

ENDAST MOT RECEPT: Enligt federal lagstiftning i USA får denna enhet endast säljas av eller på ordination av en tandläkare.